



## 威創 非侵入式血壓計

本產品為使用鋰電池電源的非侵入式血壓計，包含循環測試功能。以示波法 (oscillometric) 量測在壓脈袋充氣過程中即可測收縮壓 (SYS)、舒張壓 (DIA)、平均動脈壓 (MAP) 及心率 (BPM)。

許可證字號：衛部醫器製字第 004656號



### 特色

- ★充氣期間量測：於壓脈帶充氣期間即可獲得血壓，量測速度快且受測者較舒適。
- ★量測時間：一般量測之平均時間低於 40 秒（病人於非移動狀態下）。
- ★自動重測：若機器無偵測到血壓值，血壓計會自動測試第二次。

### 規格

NIBP 測量時間與範圍	< 40 秒；標準成人袖套：30 至 300 mmHg
NIBP 測量週期	1、2、3、5、10、15、30、60、90 分鐘，以及 2 小時間隔或關閉
NIBP 解析度與精準度	解析度：1 mmHg；精準度：±3 mmHg 或 2%（取較大值）
STAT 模式	連續測量 5 分鐘
心率範圍	32 ~ 240 BPM
心率解析度與精準度	解析度：1 BPM；精準度：±2 bpm 或 2%（取較大值）
電池規格	100 至 240 VAC；47-63 Hz；0.33-0.18A；內建充電式鋰離子電池組 (4.2V)
操作與儲存溫度	操作：49°F 至 104°F (5°C 至 40°C)；儲存：14°F 至 122°F (-10°C 至 50°C)
操作濕度	< 85%（非冷凝）
顯示參數	收縮壓；舒張壓；平均動脈壓；心率
顯示狀態	電量低、外部電源、正常模式、低電量模式、日期、時間、12H/24H、mmHg/kPa、BPM
資料儲存	999 筆測量資料（含日期與時間）
資料輸出	Mini USB 相容連接埠
重量	含電池 475 公克
尺寸	190mm（高）、90mm（寬）、50mm（長）



# 德康醫療

MedOne Medical

vTrust-701



## 標準配件

- 701DH 主機本體
- 成人壓脈帶 (Adult Cuff)
- 延伸軟管 (Hose)
- 變壓器 (Adaptor)
- 操作手冊 (UM)
- 推車(可選購)



# 德康醫療

MedOne Medical

德康醫療器材事業有限公司 220新北市板橋區合宜路199號1樓

service@theone.com.tw 02-2258-2288