

# 紅外線耳溫槍

## IR Ear Thermometer

型號：TD-1118



快速檢測




簡單使用




高溫警示

LCD 背光設計



體溫過熱顯示




- 立即得知耳溫
- 高溫警示：紅色背光效果
- 記憶容量：10筆測試結果
- 耳溫量測範圍：32-43°C



# 產品規格 & 基本資訊

## 外觀圖示



拍攝光線可能導致顏色稍微不同，一律以實際商品為主


## 產品規格

型號	: TD-1118
量測範圍	: 32°C-43°C (73.4°F-111.2°F)
解析度	: 0.1°C / 0.1°F
操作環境	: 10°C-40°C (50°F-104.0°F)
保存環境	: -20°C-60°C (-4°F-140°F)


記憶量	: 10次
電池	: 一顆3V CR2032鈕扣型鋰電池
準確度	: 36°C-39°C (96.8°F-102.2°F) 誤差在±0.2°C (±0.4°F) 於其他溫度時，誤差在±0.3°C (±0.5°F)

\* 本機於出廠時溫度單位(°C/°F)已設定，無法選擇溫度單位 \*  
衛署醫器製字第：003084號


## 簡單使用



將耳套套入於  
耳溫槍量測探頭



按下電源鍵開機後  
將量測探頭置入耳道



按壓掃描鍵一次  
聽到“嗶”一聲即量測

德康醫療器材事業有限公司

02-2258-2288

service@theone.com.tw

220新北市板橋區雙十路二段79號13樓之2

