

# 產品規格書

料號	171-00160	171-01260
中文名稱	復甦安妮 QCPR (半身)	復甦安妮 QCPR (全身)
英文名稱	Resusci Anne QCPR (torso)	Resusci Anne QCPR (full body)
產品圖片		
廠牌/國家	Laerdal (挪度)/挪威	
產品用途	此復甦安妮假人配備 QCPR 回饋系統，可作脈搏觸摸、成年心肺復甦(CPR)等練習。	
產品特色	<p>[1]. 提供 ALS 訓練</p> <p>[2]. 可模擬頸動脈搏</p> <p>[3]. 可作高品質 CPR 練習</p> <p>[4]. 可替換放大或縮小的瞳孔</p> <p>[5]. 兼容 CPR 品質回饋方案</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ QCPR APP</li> <li>■ 電子顯示器(料號: 170-30050, 123-30050),</li> <li>■ SimPad PLUS 無線報告系統 (料號: 202-56050)。</li> </ul> <p>[6]. 復甦安妮 QCPR AED AW 全身版可擴充創傷模擬塊。</p>	
內容物	<p>半身:</p> <p>[1]. 一個半身安妮假人模型，含有 CPR 45 kg 彈簧</p> <p>[2]. 假人模型清潔片</p> <p>[3]. 可替換彈簧 (30kg, 60kg)</p> <p>[4]. 替換瞳孔(正常、收縮、放大)</p> <p>[5]. USB 連結線(A-C)</p>	<p>全身:</p> <p>[1]. 一個全身安妮假人模型，含有 CPR 45 kg 彈簧</p> <p>[2]. 假人模型清潔片</p> <p>[3]. 可替換彈簧 (30kg, 60kg)</p> <p>[4]. 替換瞳孔 (正常、收縮、放大)</p> <p>[5]. USB 連結線(A-C)</p>



	[6]. AC 交流電插頭 [7]. USB 2A [8]. 一個運輸用手提袋 [9]. 重要產品資訊文件 [10]. 使用者說明書	[6]. AC 交流電插頭 [7]. USB 2A [8]. 一個運輸用行李箱 [9]. 重要產品資訊文件 [10]. 使用者說明書
操作溫度	4 °C to 40 °C	
存放溫度	-15°C to 50°C	
相對溼度	20-90%, 無冷凝	

Prepare: 2020/06/06



**德康醫療**  
MedOne Medical

德康醫療器材事業有限公司  
service@theone.com.tw  
02-2258-2288  
220新北市板橋區合宜路199號1樓

20250320