



# ZOLL AED 3

—— 自動體外心臟電擊除顫器 ——



AHA 證實有效提升急救品質  
研究顯示存活率提高 25 %

# ZOLL AED 3


ZOLL AED 3 除顫器的直覺設計及增強功能提供了治療心臟驟停(SCA)所需的信心和知識，無與倫比的智慧技術以及業界最短的按壓與實施電擊間隔時間而榮獲World of Safety & Health Asia首屆「新穎與創新解決方案獎」唯一五星獎產品的殊榮。

## 強化版Real CPR Help®

更強大的Real CPR Help技術能夠測量每次按壓的實際深度和頻率並提供中文文字及語音的提示，幫助施救人員實施有效的CPR。研究顯示，即時心肺復甦回饋的輔助以及訓練可以使心臟驟停存活率提高一倍以上。



## AI全彩生動急救步驟引導




全彩直觀觸控顯示螢幕，可顯示清晰的急救步驟影像、CPR週期計時器和CPR按壓深度的大型彩色柱狀圖。即使吵雜環境仍可看圖指引快速啟動裝置及得知急救相關訊息，無需其他外部設備或軟件。

## RapidShock分析技術



擁有業界最短的分析停頓時間和最快的電擊時間，3秒內分析患者的心律，5秒鐘內實施心臟電擊。



## CPR Uni-padz電擊片

成人、孩童通用的電擊片設計，只需一鍵切換，即可用同一套電擊片治療心臟驟停的成人及兒童患者。

## Wi-Fi與USB

詳細的急救資料及設備狀態可經USB快速匯出或直接經Wi-Fi透過專用軟體將事件和心電圖資料傳輸給專業醫療人員。



## 標配裝置



成人小孩CPR貼片  
CPR Uni-padz  
(有反饋機制)



手提箱



## 配件包



剪刀



手套



口對面膜



擦拭布



刮刀



酒精棉片

## 總擁有成本低

長達5年的電池壽命、5年效期的電擊貼片，有效減低自動體外心臟除顫器(AED)耗材更換及維護的成本。

