



“卓爾”自動心肺復甦系統及其配件

"ZOLL" AutoPulse NXT Resuscitation System and Accessories

衛部醫器輸字第037411號

規格

1. 前胸後壁位移壓縮深度20%。
2. 按壓速率：每分鐘按壓 80 ± 5 次。
3. 按壓模式(可用戶選擇)：
 - 30：2(30次按壓後，3秒通氣暫停)
 - 連續按壓
4. 適用胸圍：76 到142公分之間
5. 適用最小胸寬：25公分
6. 適用最大體重：不超過181公斤。
7. 異物防護:IP44
8. 電源：採用可充電式鋰離子電池，方便搭配Autopulse NXT系統攜帶，可於救護車上或救護現場使用，可以持續運行30分鐘以上。
9. 電池充電時間: 最低2小時或以上
10. 主機重量(不含電池): 8.3公斤。
12. 按壓方式採綁帶式設計，按壓時接觸面積比傳統式胸外按壓更大，力道也較分散，不但能建立較高的血壓，也能減少產生於病患身體上的結構性危害。
12. 專用搬運毯：採用Quick Case carry sheet(搬運毯)設計,方便運送患者。